


Anti-Ferritin Light Chain Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Artikelnummer: CM0019911



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane Ferritin Light Chain (FTL) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung des Eisenstoffwechsels und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Ferritin Light Chain Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LFTD; NBIA3; Ferritin Light Chain
Spezies	Human
GenID (human)	2512
GenID	2512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-175 der humanen Ferritin Light Chain (NP_000137.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02792
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel