


Anti-Ferrochelatase (Fech) Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

Artikelnummer: CM0030742



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes Ferrochelatase (FECH), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Es erkennt FECH von Mensch, Maus und Ratte und unterstützt Studien zur Häm-Biosynthese und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FECH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EPP; FCE; EPP1; FECH
Spezies	Mensch
Gen-ID	2235
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des humanen FECH (NP_000131.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22830
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel