

Anti-Fetuin-A/Ahsg-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02765

Artikelnummer: CM0019190

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes Fetuin A/AHSG, für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zur Aufrechterhaltung der Knochenmineralhomöostase, Endozytose und Entzündung. - P02765

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fetuin A/AHSG Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	197
Gen-ID	197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-300 des humanen Fetuin A/Fetuin A/AHSG (NP_001613.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02765
Proteinmolekulargewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku