


Anti-Ffar3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O14843

Artikelnummer: CM0016334



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches FFAR3 (GPR41), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschung zu Energiehomöostase, Darmimmunität und Signalisierung durch kurzkettige Fettsäuren.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	FFAR3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2865
Gen-ID	2865
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 257-346 von menschlichem FFAR3 (NP_005295.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14843
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel