


Anti-Ffar4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Nul3

Artikelnummer: CM0023620



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FFAR4 (GPR120), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Fettsäuresensorik, Adipogenese und metabolischer Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FFAR4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Spezies	Human
GeneID (Human)	338557
GeneID	338557
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FFAR4 entspricht (NP_859529.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5NUL3
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel