

Anti-Fgd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Artikelnummer: CM0022888

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FGD1 (FYVE-, RhoGEF- und PH-Domänen-haltiges Protein 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für humane, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der CDC42-vermittelten Regulation des Aktinzytoskeletts und der Zellmorphologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
Spezies	Human
GeneID	2245
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem FGD1 entspricht (NP_004454.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98174
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel