

## Anti-Fgf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Artikelnummer: CM0006480



### Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FGF1 (aFGF), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschung zu Zellüberleben, Angiogenese und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | FGF1 Kaninchen mAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Aliaße | AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1                                                        |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                           |
| GeneID (Mensch)    | 2246                                                                                                                                             |
| GeneID             | 2246                                                                                                                                             |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-155 von humanem FGF1 (NP_000791.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS              | P05230                                                                                                                                           |
| Proteinmasse       | 17 kDa                                                                                                                                           |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                        |