


Polyklonaler Anti-Fgf1-Antikörper Für If/Icc, Elisa - P05230

Artikelnummer: CM0016384



Einführung

Polyklonaler Anti-FGF1-Kaninchenantikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Untersucht die Rolle von FGF1 beim Zellüberleben, bei der Angiogenese und bei der Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2246
GeneID	2246
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05230
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku