

Anti-Fgf1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Artikelnummer: CM0017319



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes FGF1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Zellwachstum, Angiogenese und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2246
Gen-ID	2246
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-155 von humanem FGF1 (NP_000791.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05230
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel