

Anti-Fgf1 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05230

Artikelnummer: CM0010912



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-FGF1-Antikörper (PolymAb®), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-FGF1 mit einem vorhergesagten MG von 17 kDa. Ideal für die Angiogenese- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	2246
GeneID	2246
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05230
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel