


Anti-Fgf10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15520

Artikelnummer: CM0016036



Einführung

Anti-FGF10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der embryonalen Entwicklung, der Zellproliferation und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LADD3; FGF10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2255
GenID	2255
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15520
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel