


Anti-Fgf13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q92913

Artikelnummer: CM0025174



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FGF13, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FGF13, das an der neuronalen Entwicklung und der Regulation von Natriumkanälen beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2258
GenID	2258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-245 von humanem FGF13 (NP_004105.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92913
Proteinmasse	28kDa
Versand	Eispackung