

Anti-Fgf17 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Artikelnummer: CM0019460

Einführung

Anti-FGF17 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-FGF17, einen sekretierten Wachstumsfaktor, der entscheidend für die embryonale Gehirnentwicklung ist. Ideal für entwicklungsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Spezies	Human
GeneID (human)	8822
GeneID	8822
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60258
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel