

Anti-Fgf2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09038

Artikelnummer: CM0007034



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FGF2, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt mehrere Isoformen (17-30 kDa). Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Zellüberleben, Angiogenese und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2247
Gen-ID	2247
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09038
Proteingewicht	17 kDa/21 kDa/22 kDa/30 kDa
Versand	Eisbeutel