

## Anti-Fgf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09038

Artikelnummer: CM0022336



### Einführung

FGF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes FGF2 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zellwachstum, Differenzierung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FGF2 Kaninchen pAb                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                                      |
| GeneID (human)    | 2247                                                                                                                                       |
| GeneID            | 2247                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FGF2 (NP_001997.5). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                         |
| SWISS             | P09038                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 31kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                  |