

Anti-Fgf2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Artikelnummer: CM0018263



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FGF2 (bFGF), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erforschung von Zellproliferation, Differenzierung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2247
GenID	2247
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09038
Proteinmasse	31kDa
Versand	Eisbeutel