


Anti-Fgf21-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nsa1

Artikelnummer: CM0017552



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FGF21, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines FGF21, einen sezernierten Wachstumsfaktor, der die Glukose-Homöostase und die Insulinsensitivität reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGF21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26291
GenID	26291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 29-209 von humanem FGF21 (NP_061986.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NSA1
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel