


Anti-Fgf21 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nsa1

Artikelnummer: CM0006417



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21 (FGF21). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FGF21. Ideal für die Erforschung von Stoffwechsel und Glukosehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FGF21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FGF21; Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21
Spezies	Human
GeneID (Human)	26291
GeneID	26291
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 des humanen FGF21 (NP_061986.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NSA1
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche