

Anti-Fgf3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11487

Artikelnummer: CM0021070

Einführung

FGF3 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes FGF3 und kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung der Embryonalentwicklung und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT2; HBGF-3; FGF3
Spezies	Human
GenelD (Human)	2248
GenelD	2248
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P11487
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel