


Anti-Fgf4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08620

Artikelnummer: CM0016148



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen Fibroblasten-Wachstumsfaktor 4 (FGF4). Für Anwendungen in Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für die Erforschung der embryonalen Entwicklung, Zelldifferenzierung und Wachstumsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF4-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 31-206 des humanen FGF4 (NP_001998.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P08620
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku