

Anti-Fgf6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10767

Artikelnummer: CM0030563

Einführung

Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-Anti-FGF6-Antikörper für WB, ELISA. Zielt auf menschliches FGF6 (HST2/HBGF-6) ab; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zellproliferation, Differenzierung, Angiogenese und Myogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HST2; HBGF-6; FGF6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2251
GenID	2251
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FGF6 (NP_066276.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10767
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel