

Anti-Fgf7/Kgf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21781

Artikelnummer: CM0009057

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes FGF7/KGF, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Wachstumsfaktoren und epithelialer Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	FGF7/KGF Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KGF; HBGF-7; Fibroblast growth factor 7; FGF7/KGF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2252
Gen-ID	2252
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FGF7 (NP_002000.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21781
Proteingewicht	12kDa/23kDa
Versand	Eisbeutel