


Anti-Fgf9 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31371

Artikelnummer: CM0028679



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) für Western Blot und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung in Entwicklungsbiologie, Gliazellen und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2254
GenID	2254
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31371
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel