

Anti-Fgfr1Op Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095684

Artikelnummer: CM0023727



Einführung

Hochwertiger FGFR1OP Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Zielprotein ist das Zentrosomenprotein 43 für Zytoskelett- und Zilienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR1OP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOP; FGFR1OP
Spezies	Human
GeneID (human)	11116
GeneID	11116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem FGFR1OP (NP_919410.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95684
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel