

Anti-Fgfr2 (Ko Validiert) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21802

Artikelnummer: CM0002436



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FGFR2 (P21802), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Forschung in den Bereichen Zell-Signalisierung, Entwicklung und Krebsbiologie bei Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] FGFR2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2263
GenID	2263
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FGFR2 (P21802) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21802
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlpackung