

Anti-Fgfr2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Artikelnummer: CM0013129



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FGFR2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Zellproliferation, Differenzierung und entwicklungsbezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2263
GeneID	2263
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21802
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel