

Anti-Fgfr3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P22607

Artikelnummer: CM0003384



Einführung

FGFR3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (mAk), validiert für Anwendungen in IHC-P und ELISA. Erkennt spezifisch humanes FGFR3 (P22607). Ideal für die Untersuchung von Skelettentwicklung, Krebs-Signalgebung und Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; FGFR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2261
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FGFR3 (P22607) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22607
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel