


Anti-Fgfr4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22455

Artikelnummer: CM0004201



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FGFR4 (P22455). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung in der Zellsignaltransduktion, im Lipidstoffwechsel und in der Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2264
GenID	2264
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 700-802 von humanem FGFR4, P22455)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22455
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel