


Anti-Fgfr4 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22455

Artikelnummer: CM0028835



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FGFR4 für Western Blotting und ELISA. Erkennt FGFR4-Protein aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der FGFR4-Signalübertragung bei Zellproliferation, Stoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2264
Gen-ID	2264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-150 von humanem FGFR4 (NP_998812.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22455
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel