

Anti-Fgg Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Artikelnummer: CM0009763



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Fibrinogen-Gamma-Kette (FGG). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA; detektiert Banden von ~49/52 kDa. Ideal für Forschung zu Thrombose und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FGG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2266
Gen-ID	2266
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02679
Proteingewicht	49 kDa/52 kDa
Versand	Eisbeutel