

Anti-Fgg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02679

Artikelnummer: CM0026190



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FGG (Fibrinogen-Gammakette), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Hämostase und Blutgerinnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2266
GenID	2266
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-330 von humanem FGG (NP_000500.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02679
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel