

Anti-Fggy Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96C11

Artikelnummer: CM0013991

Einführung

Kaninchenspezklonaler Antikörper, der gegen das humane FGGY-Kohlenhydratkinase-Domänen-enthaltende Protein gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur D-Ribulose-Phosphorylierung und metabolischen Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGGY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGGY
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55277
GenID	55277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem FGGY (NP_060761.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96C11
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel