

Anti-Fgl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14314

Artikelnummer: CM0015726

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Fibroleukin (FGL2). Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Lymphozytenfunktionen an mukosalen Stellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGL2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FGL2; T49; pT49
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10875
GenID	10875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-140 des humanen FGL2 (NP_006673.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14314
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel