

Anti-Fgr Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09769

Artikelnummer: CM0019845



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches FGR (SWISS P09769) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von nicht-Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen bei Immunantworten und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2268
GenID	2268
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FGR (NP_005239.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P09769
Proteinmasse	59 kDa
Versand	Eisbeutel