

Anti-Fh (Fumarat-Hydratase) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07954

Artikelnummer: CM0022516



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FH, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes FH. Geeignet für Studien zum Zitronensäurezyklus, DNA-Reparatur und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] FH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2271
Gen-ID	2271
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen FH (NP_000134.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07954
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel