

Anti-Fh (Fumarathydratase) Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07954

Artikelnummer: CM0027157



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen menschliches FH (Fumarathydratase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum TCA-Zyklus und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Spezies	Mensch
Gen-ID	2271
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-510 des menschlichen FH (NP_000134.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07954
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel