

Monoklonaler Anti-Fhl1-Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q13642

Artikelnummer: CM0011929



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FHL1, validiert für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Erforschung der Muskelentwicklung und muskelbezogener Erkrankungen. Spezifisch für humanes FHL1 (Q13642).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL1-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
Art	Mensch
GeneID	2273
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen FHL1 (Q13642) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13642
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku