


Anti-Fhl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13643

Artikelnummer: CM0030756



Einführung

Kaninchen anti-FHL3 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 31 kDa Protein in menschlicher und muriner Skelettmuskulatur und unterstützt die Forschung zu transkriptionellen Coaktivatoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLIM2; FHL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2275
GenID	2275
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13643
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel