

Anti-FHL5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Td97

Artikelnummer: CM0008455



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper mit hoher Affinität gegen humanes FHL5 (ACT), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung an Spermatogenese und testisspezifischer transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Spezies	Mensch
GenID	9457
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 162-284 von humanem FHL5 (NP_065228.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5TD97
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel