

Anti-Fhl5 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Td97

Artikelnummer: CM0017070



Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes FHL5 (ACT), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines FHL5. Ideal für Studien zur Spermatogenese und CREM-Transkriptionsaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Spezies	Mensch
GeneID	9457
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-284 von humanem FHL5 (NP_065228.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5TD97
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eispackung