

Anti-Fibp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - O43427

Artikelnummer: CM0025974

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FIBP (Acidic FGF intracellular-binding protein) für WB, IHC-P, IP, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an FGF1-Signalisierung und embryonaler Lateralität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FIBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9158
GenID	9158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-364 von humanem FIBP (NP_004205.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43427
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel