

Anti-Fibrillarin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P22087

Artikelnummer: CM0005659



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Fibrillarin (FBL, 34 kDa), validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Nukleolaren Proteinen und rRNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrillarin Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2091
GeneID	2091
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 111-210 von humanem Fibrillarin/U3 RNP entspricht (NP_001427.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22087
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel