


Anti-Fibrillarin/U3-Rnp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Artikelnummer: CM0017415



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Fibrillarin/U3-RNP, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und Affe – ein vielseitiges Werkzeug für Studien zur Nukleolusfunktion und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrillarin/U3-RNP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3-RNP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-321 des humanen Fibrillarin/U3-RNP entspricht (NP_001427.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P22087
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku