


Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Artikelnummer: CM0003045



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Fibrillarin/U3 RNP (P22087), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt 34 kDa Protein; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Nukleolus-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrillarin/U3 RNP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2091
Gen-ID	2091
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 222-321 von humanem Fibrillarin/U3 RNP (P22087) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22087
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eistasche