


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Fibrillarin/U3-Rnp-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Artikelnummer: CM0013389



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Fibrillarin (FBL), eine nukleoläre Methyltransferase. Validiert für die Anwendungen WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus-, Ratten- und Affenzellen. Ideal für die Erforschung der Ribosomenbiogenese und der nukleolären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrillarin/U3-RNP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	2091
GenelD	2091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-321 des menschlichen Fibrillarin/U3 RNP entspricht (NP_001427.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P22087
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel