

Anti-Fibrinogen-Alpha-Kette (Fga) Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Artikelnummer: CM0018464



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Fibrinogen-alpha-Kette (FGA). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Hämostase- und Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrinogen-alpha-Kette (FGA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	Fib2; Fibrinogen-alpha-Kette (FGA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2243
GenID	2243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 410-559 der humanen Fibrinogen-alpha-Kette (FGA) (NP_000499.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02671
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel