

Anti-Fibrinogen Alpha-Kette (Fga) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Artikelnummer: CM0002407

Einführung

Hochwertiger kaninchner monoklonaler Antikörper gegen humane Fibrinogen alpha-Kette (FGA). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für Studien zu Hämostase, Thrombose und Blutgerinnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibrinogen alpha-Kette (FGA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Fib2; Fibrinogen alpha-Kette (FGA)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2243
Gen-ID	2243
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 der humanen Fibrinogen alpha-Kette (FGA) (P02671) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P02671
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eistasche