

Anti-Fibroblasten-Aktivierungsprotein-A (Fap) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Artikelnummer: CM0024825



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAP (Seprase, 88 kDa). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von ECM-Remodellierung, Wundheilung und Tumorprogression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibroblasten-Aktivierungsprotein- α (FAP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Fibroblast activation protein- α (FAP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2191
GeneID	2191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-760 von humanem FAP (NP_004451.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12884
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche