

Anti-Fibronectin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Artikelnummer: CM0014537



Einführung

Hochwertiges kaninchenspezifisches Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Fibronectin für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; konzipiert für Forschung zu Zelladhäsion, Motilität und Biologie der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibronectin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2335
GenID	2335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 2169-2355 von menschlichem Fibronectin (NP_002017.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02751
Proteingewicht	272kDa
Versand	Eisbeutel