

Anti-Fibronectin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11276

Artikelnummer: CM0027822



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Fibronectin (P11276), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen. Für Studien zu Zelladhäsion, Fibrose und Wundheilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibronectin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Fn; Fn-1; E330027I09
Art	Maus
GenID (Mensch)	2335
GenID	14268
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2205-2477 von murine Fibronectin enthält (NP_034363.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11276
Proteinmasse	273 kDa
Versand	Eisbeutel